

Voorzorgsmaatregelen

- Na opening maximaal drie maanden gebruiken en goed afsluiten na elk gebruik.
- Vermijd contact van de vingers met de flesopening.
- Bewaren bij kamertemperatuur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$).
- Respecteer de vervaldatum, gedrukt op de doos en de fles.
- Controleer voor het eerste gebruik of de ring voor de hermetische afsluiting van de flacon niet is beschadigd.
- Niet inslikken.
- Maak de lenshouder regelmatig schoon en vervang de lenshouder iedere drie maanden.
- In geval van irritatie, de lenzen uitnemen en een contactlensspecialist raadplegen.
- Niet in direct zonlicht plaatsen.
- Niet gebruiken voor zachte lenzen.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij een bekende allergische reactie voor één van de bestanddelen.

Bijwerkingen

Als u last heeft van blijvend ongemak of irritatie, verwijder dan uw lenzen, gebruik dit product niet langer en raadpleeg uw contactlensspecialist.

Inhoud

Vloeistof met 0.0005% Polyhexamethyleen biguanide als conserveringsmiddel, 0.5% Poloxameer en 0.275% Hypromellose.

Verpakking

Flessen van 250 ml.

CE 0483

STERILE A

Fabrikant: Menicon Pharma, Bd. Sébastien Brant, F-67400 Illkirch-Graffenstaden

Distributie via: Optitrade B.V., Houten

Optiview Nemo is een handelsmerk van Optitrade B.V.

© Optitrade B.V.

optiview

Nemo

PREMIUM

alles-in-1-lenzenvloeistof
voor harde contactlenzen

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de bijsluiter zorgvuldig door en bewaar deze om de informatie later te kunnen nalezen.

Indicaties (gebruik)

Reinigen - Spoelen na reinigen - Ontsmetten - Bewaren van lenzen - Spoelen voor het inzetten en bevochtigen.

Gebruiksaanwijzing

Na zorgvuldig wassen van de handen:

- Masseer elke lens met enkele druppels Optiview Nemo vloeistof gedurende 20 seconden.
- Plaats de lenzen in de lenshouder met deksel respectievelijk rechts en links en spoel ze met Optiview Nemo.
- Bewaar de lenzen in de lenshouder die gevuld is met Optiview Nemo vloeistof.
- Spoel de lens af met Optiview Nemo, alvorens de lenzen in te zetten.

Waarschuwingen

- Ververs de vloeistof na elk gebruik en minstens elke maand bij het bewaren van de lenzen wanneer ze gedurende een langere periode niet gedragen worden.
- Buiten bereik houden van kinderen.
- Gebruik nooit leidingwater of ongesteerd water voor uw contactlenzen, aangezien dit tot microbiologische besmetting kan leiden, hetgeen blijvend oogletsel tot gevolg kan hebben.
- Raadpleeg uw arts of contactlensspecialist voordat u oogmedicatie gebruikt in combinatie met contactlenzen.

Optiview Nemo is een handelsmerk van Optitrade B.V.©

4101/05-3 - Datum van de laatste revisie 2015-03

